



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Cuna de Calor Radiante Infantil Abierta BN-100

Ambiente térmico seguro, monitoreo eficiente y atención integral para el neonato.



Ambiente seguro y controlado

Sistema de temperatura y alarmas para mayor protección del neonato.



Manejo clínico más práctico

Ajustes de ángulo, luz LED y acceso a rayos X para una atención eficiente.



Atención neonatal integral

Fototerapia LED y resucitador integrados para soporte inmediato.



Organización y accesibilidad

Bandejas y cajones que facilitan el trabajo del personal médico.




Ideal para UCIN, maternidad y
cuidados intensivos pediátricos



DETALLES MACRO DEL PRODUCTO

Cuna de Calor Radiante Infantil Abierta BN-100




1 Panel de control

Interfaz central para temperatura, alarmas y configuración del equipo.



2 Cabezal calefactor

Distribución uniforme de calor con ajuste horizontal de $\pm 90^\circ$.



3 Cuna con protectores transparentes

Visualización segura del neonato y sellos para infusión.



4 Bandejas y cajones

Espacio práctico para organizar accesorios y suministros.



5 Cassette para rayos X


Acceso bajo la cama sin interrumpir la atención.



Ideal para UCIN, maternidad y **cuidados intensivos pediátricos**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BN-100 | Cuna de Calor Radiante Infantil Abierta



Sistema de control de temperatura:

microprocessor con modos pre-calentamiento, manual y automático.



Temporizador APGAR para registrar el tiempo de terapia.



Alarmas audibles y visuales:

fallo de energía, desviación de temperatura, fallo del sensor, fallo de temperatura cutánea y sobrecalentamiento.



Luz LED de observación

con brillo ajustable.



Cabezalcalefactor con ajuste horizontal

±90°.



Cassette para rayos X bajo la cuna del bebé.



Ángulo de inclinación de la cuna

ajustable.

Protectores transparentes plegables

con 2 sellos de infusión.

Aspirador de baja presión integrado.

Unidad de fototerapia LED.

Conector RS-232

para conexión con dispositivos externos.



Ideal para UCIN, maternidad y cuidados intensivos pediátricos



USOS Y APLICACIONES

Atención térmica y soporte neonatal en áreas críticas



UCIN / Neonatología

Control térmico y observación continua del recién nacido.



Salas de parto y maternidad

Estabilización inicial del neonato después del nacimiento.



Cuidados intensivos pediátricos

Soporte seguro en entornos de atención crítica.



Tratamiento de ictericia neonatal

Apoyo con unidad de fototerapia LED integrada.



Recuperación y monitoreo

Ideal para entornos que requieren acceso clínico rápido y seguro.



Esencial en espacios que requieren **control de temperatura, seguridad y acceso clínico inmediato.**



ATENCIÓN INTEGRAL EN UN SOLO EQUIPO

Cuna de Calor Radiante Infantil Abierta **BN-100**



Aspirador de baja
presión integrado



Unidad de
fototerapia LED



Resucitador de PVC



Conector RS-232,
2 bandejas y 2 cajones

Diseñada para ofrecer seguridad térmica,
acceso clínico eficiente y soporte neonatal
integral en cada etapa de atención.



Solicita tu cotización

Disponible en Innovamed



CE



ISO 13485



ISO 9001



FSC