

COMEN


AED



1 拨打120 并取出AED  
DIAL 120 FOR AMBULANCE  
GET THE AED




2 打开前盖 自动开机  
OPEN THE FRONT COVER  
START AUTOMATICALLY



3 按照AED指示粘贴电极片  
APPLY PADS FOLLOW  
AED INSTRUCTIONS



4 如有指示 按下电击按钮  
IF INSTRUCTED  
PRESS "SHOCK" BUTTON



如果病人无反应且无正常呼吸

IF PATIENT IS UNRESPONSIVE AND NOT BREATHING NORMALLY



# DISEÑO RESISTENTE Y DURADERO



**Diseño de esquinas redondeadas:**  
Mayor seguridad para evitar lesiones accidentales.

**Alarma de seguridad integrada:**  
Emite una señal sonora de 85 a 120 dB al abrir la puerta para alertar sobre su uso.

**Fácil instalación:**  
Orificios en la parte posterior para montaje seguro en paredes.

**Material de alta calidad:**  
Fabricado en plástico ABS de 4 mm de espesor, resistente a golpes y al desgaste.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**Material:** Acero con recubrimiento de polvo electrostático y plástico ABS de 4 mm de espesor.



**Alarma sonora:** 85 - 120 dB de intensidad al abrir la puerta.



**Tipo de instalación:** Montaje en pared con 4 orificios en la parte trasera.



**Uso recomendado:** Ambientes interiores como hospitales, oficinas, hoteles, gimnasios y espacios públicos.



380 mm

420 mm

200 mm



**Peso:** 5.2 kg

# EQUIPADO PARA SALVAR VIDAS



Acceso rápido en emergencias:  
Ubicación y extracción eficiente  
del desfibrilador.

Resistente a la intemperie: Protección  
para el DEA en entornos interiores.

Resistente a la intemperie: Protección  
para el DEA en entornos interiores.

Acceso rápido en emergencias:  
Ubicación y extracción eficiente  
del desfibrilador.



# APLICACIONES

Hospitales y clínicas



Oficinas y edificios corporativos



Hoteles y restaurantes



Gimnasios y centros deportivos



