



PRUEBA RÁPIDA DE EMBARAZO INN CARE

Tipo Lápiz HCG- Test de Embarazo Confiable

DESCRIPCIÓN:

La Prueba Rápida de Embarazo Tipo Lápiz HCG InnCare es un dispositivo diagnóstico diseñado para la detección cualitativa de la hormona gonadotropina coriónica humana (HCG) en muestras de orina. Gracias a su diseño tipo lápiz, ofrece un uso fácil, higiénico y directo, sin necesidad de recipientes adicionales.

Este test de embarazo rápido InnCare está desarrollado para brindar resultados confiables en pocos minutos, ideal para uso doméstico, clínicas, laboratorios y establecimientos de salud. Su sensibilidad elevada permite detectar niveles bajos de HCG en etapas tempranas del embarazo.

BENEFICIOS CLAVE:

- Detección temprana del embarazo con alta precisión.
- Resultado rápido y confiable para decisiones inmediatas.
- Uso intuitivo, ideal para cualquier usuario.
- Diseño higiénico, sin contacto directo con la muestra.
- Formato portátil, perfecto para clínicas, consultorios y uso personal.

APLICACIONES:

- Uso doméstico para confirmación temprana de embarazo.
- Clínicas ginecológicas.
- Consultorios médicos.
- Laboratorios clínicos.
- Programas de salud reproductiva y licitaciones institucionales.



Distribuidor autorizado:
**INNOVACIONES MEDICAS DEL
CARIBE SRL, INNOVAMED**

- ☎ [809-475-0560.](tel:809-475-0560)
- ✉ info@innovamedrd.com
- 🌐 www.innovamedrd.com
- 📍 Av. Rómulo Betancourt No. 499,
Santo Domingo, D.N., República Dominicana.



Página web



Categoría	Especificación Técnica
Tipo de Prueba	Prueba rápida de embarazo tipo lápiz (midstream)
Método de Análisis	Inmunocromatografía de flujo lateral
Muestra Requerida	Orina
Sustancia Detectada	Hormona Gonadotropina Coriónica Humana (HCG)
Sensibilidad Analítica	25 mIU/mL (o la sensibilidad exacta del modelo InnCare)
Tiempo de Lectura	3 - 10 minutos
Rango de Temperatura de Almacenamiento	2°C - 30°C
Vida Útil / Caducidad	577 días
Modo de Presentación	Test individual en empaque sellado
Uso	Diagnóstico in vitro / un solo uso
Certificaciones del Producto	CE 0123, ISO 13485
Condiciones de Conservación	Mantener en lugar seco, alejado de humedad y luz directa
Interpretación del Resultado	Lectura por líneas visibles (Positivo / Negativo)
Marca	InnCare
Modelo / Código	INN- E2010